

Нестерильные мембранные фильтры

Технические характеристики

Нестерильные одноразовые мембранные фильтры, изготовленные из нитрата целлюлозы, применяются совместно с системами для микробиологического анализа, подлежащими стерилизации перед проведением исследований. Стерилизация мембран осуществляется посредством автоклавирования собранной фильтровальной установки. Печатная сетка облегчает подсчет колоний микроорганизмов, особенно при их высоком содержании. Линии сетки не оказывают ни стимулирующего, ни ингибирующего действия на клетки микроорганизмов. Мембранные фильтры соответствуют следующим нормативам: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 и EN 12780.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал мембраны	нитрат целлюлозы
Реакция на воду	гидрофильные
Химическая совместимость	водные растворы (рН 4-8), углеводороды и ряд других органических растворителей
Термостойкость	max 130 °С
Толщина в соответствии с DIN 53105	115 - 145 мкм
Упаковка	нестерильные, упакованы по 100 или 1000 шт.

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из нитрата целлюлозы – белое поле с черной сеткой. Используются для идентификации бактерий на окрашенных средах и подсчета частиц.

Номер заказа*	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
11407--25-----N	0,2	25
11407--47-----N 11407--47-----R	0,2	47
11407--50-----N	0,2	50
11406--25-----N	0,45	25
11406--47-----N 11406--47-----R	0,45	47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

114H6--47-----R	0,45 High Flow	47
11406--50-----N 11406--50-----R	0,45	50
11406--82-----K	0,45	82
11405--47-----N	0,65	47
11404--25-----N	0,8	25
11404--37-----N	0,8	37
11404--47-----N	0,8	47
11404--50-----N	0,8	50
11403--25-----N	1,2	25
11403--47-----N	1,2	47
11403--50-----N	1,2	50

* - N – 100 штук в упаковке

R – 1000 штук в упаковке

K – 50 штук в упаковке

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из нитрата целлюлозы – белое поле с зеленой сеткой. Используются для идентификации бактерий на окрашенных средах и подсчета частиц.

Номер заказа	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
13906--47-----N 13906--47-----R	0,45	47
13906--50-----N 13906--50-----R	0,45	50

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из нитрата целлюлозы – зеленое поле с темно-зеленой сеткой. Используются для идентификации слабоокрашенных или бесцветных колоний микроорганизмов.

Номер заказа*	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
13806--47-----N 13806--47-----R	0,45	47
13806--50-----N 13806--50-----R	0,45	50

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из нитрата целлюлозы – серое поле (после смачивания черное) с белой сеткой. Используются для идентификации колоний дрожжевых и плесневых грибов.

Номер заказа*	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
13006--25-----N	0,45	25

13006--47-----N 13006--47-----R	0,45	47
13006--50-----N	0,45	50
13005--47-----N	0,65	47
13005--50-----N	0,65	50
13004--47-----N	0,8	47
13004--50-----N	0,8	50

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из нитрата целлюлозы – белое поле с черной сеткой, с 3 мм гидрофобной кромкой. Используются для подсчета колоний и тестов на стерильность.

Номер заказа*	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
13107--25-----N	0,2	25
13107--47-----N	0,2	47
13107--50-----N	0,2	50
13106--25-----N	0,45	25
13106--47-----N	0,45	47
13106--50-----N	0,45	50
13101--47-----N	8,0	47
13101--50-----N	8,0	50
13101--50----AHN**	8,0	50
13107--47----HCN***	0,2	47
13106--47----HCN	0,45	47

** - АНН – белое поле без сетки

*** - HCN – гидрофобная кромка 6 мм

Нестерильные, одноразовые мембранные фильтры из ацетата целлюлозы – белое поле с черной сеткой, с 3 мм гидрофобной кромкой. Используются для подсчета колоний и тестов на стерильность.

Номер заказа*	Размер пор, мкм	Диаметр, мм
13507--47-----N	0,2	47
13506--47-----N	0,45	47
13506--47----HCN***	0,45	47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru