

# Аксессуары для шприцевой фильтрации

## Технические характеристики

### Шприц-дозатор



Использование дозирующего шприца позволяет одновременно с процессом фильтрации осуществлять и дозирование небольших объёмов жидкости (от 0,5 до 5 мл, шаг 0,5 мл).

Стерилизация кипячением или автоклавированием (за исключением пластмассовых частей).

Номер заказа 16685-2

### Пластиковые шприцы



Шприцы разового применения могут использоваться со всеми оправками шприцевых фильтров и 3-х ходовым вентилем. Каждая упаковка содержит 12 стерильных индивидуально упакованных шприцев.

| Объем шприца | Номер заказа |
|--------------|--------------|
| 5 мл         | 16644 E      |
| 10 мл        | 16645 E      |
| 20 мл        | 16646 E      |
| 50 мл        | 16647 E      |

### 3-х ходовый вентиль



Устанавливается между оправкой шприцевого фильтра и шприцем для проведения непрерывной фильтрации.

Стерилизация автоклавированием.

Номер заказа 16639

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru