

Sartofluor LG

Технические характеристики



Sartofluor® LG — фильтрующие элементы, специально разработанные для стерилизующей фильтрации агрессивных сред (кислот и щелочей) и растворителей. Благодаря гидрофобной мембране из ПТФЭ, картриджи и капсулы Sartofluor® LG подходят и для фильтрации газов или вентиляции ёмкостей, где не требуется высокая скорость потока газа.

Применение

Стерилизующая фильтрация:

- кислот и щелочей
- растворителей
- воздуха и газов в системах подвода воздуха
- при стерильном дыхании ёмкостей
- на подводе в аппараты розлива
- на входе и выходе из биореактора

Комбинация фильтров

Полипропиленовая защитная ткань

Мембранный фильтр из ПТФЭ

Дренажный слой из полипропилена

Размеры пор

0,1 мкм

0,2 мкм

0,45 мкм

Регенерация и стерилизация

Стерилизация автоклавированием, текучим паром в линии (кроме капсул) или в сухо-жаровом шкафу.

Модель	Размеры	Площадь фильтрации, м ²
Миникартриджи / Миникапсулы	т/р 4 (миникапсулы)	0,021
	т/р 7	0,065
	т/р 8	0,13
	т/р 9	0,26
	т/р 0	0,52

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

Картриджи / Максикапсулы	10''	0,5
	20''	1,0
	30''	1,5

Типы подключений

адаптеры картриджей	21, 25, 27, 28
адаптеры миникартриджей	15
коннекторы для капсул	SS, SO, OO, FF, BB, FH, HH

Sartofluor GA

Технические характеристики



Sartofluor® GA — фильтрующие элементы, изготовленные на основе гидрофобной мембраны ПТФЭ, специально разработаны для стерилизующей фильтрации газов и воздуха.

Применение

- при стерильном дыхании ёмкостей
- на подводе в аппараты розлива
- на входе и выходе из биореактора

Комбинация фильтров

Мембранный фильтр из ПТФЭ

Размеры пор

0,1 мкм

0,2 мкм

Регенерация и стерилизация

Стерилизация автоклавированием, текучим паром в линии (кроме капсул) или в сухо-жаровом шкафу.

Модель	Размеры	Площадь фильтрации, м ²
Миникартриджи / Миникапсулы	т/р 4 (миникапсулы)	0,021

	т/р 7	0,05
	т/р 8	0,1
	т/р 9	0,2
Картриджи / Максикапсулы	10”	0,75
	20”	1,5
	30”	2,25

Типы подключений

адаптеры картриджей	21, 25, 27, 28
адаптеры миникартриджей	15
коннекторы для капсул	SS, SO, OO, FF, HH

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru