

Sartoguard PES

Технические характеристики



Картриджи Sartoguard® PES предназначены для эффективного удаления микрофлоры и частиц из широкого спектра растворов. Обеспечивают наиболее высокую производительность при предварительной фильтрации.

Применение

Предварительная фильтрация:

- буферов
- промежуточных продуктов (до и после UF / DF и хроматографии)
- культур клеток
- питательных сред
- удаление продуцента из культуральной жидкости
- асептический розлив парентеральных растворов малых объёмов (если не требуется валидация стерилизующей фильтрации)

Комбинация фильтров

Двухслойная асимметричная мембрана из полиэфирсульфона

Размеры пор

0,8+0,1 мкм

1,2+0,2 мкм

Регенерация и стерилизация

Помывка горячей водой и химическими средствами в прямотоке. Стерилизация автоклавированием для капсул и картриджей или текучим паром в линии для картриджей.

Модель	Размеры	Площадь фильтрации, м ²
Миникапсулы	т/р 4	0,015
Картриджи / Максикапсулы	10''	0,8
	20''	1,6
	30''	2,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

Типы подключений

адаптеры картриджей	25
коннекторы для капсул	SS, SO, OO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru