

# Концентраторы для центрифуг Vivaspin®

## Технические характеристики

Фильтрационные устройства Vivaspin – простой и быстрый метод подготовки образцов ДНК с самым высоким процентом извлечения (90-98%). Центрифужный концентратор Vivaspin быстро концентрирует нуклеиновые кислоты или удаляет соли из их препаратов.

Концентраторы для центрифуг Vivaspin подходят для использования в лабораторных центрифугах с угловым или бакет-ротором.



### Преимущества центрифужных концентраторов:

- многофункциональность – одно устройство для концентрирования, обмена буфера и удаления низкомолекулярных примесей;
- быстрота – установленная вертикально мембрана минимизирует забивание пор и обеспечивает высокую скорость концентрирования.

	Название	Рабочий объем, мл	Материал мембраны	НОММ, кДа / размер пор, мкм
	VIVASPIN 500	0,1-0,6	ПЭС	3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 кДа, 0,2 мкм

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

[sst@nt-rt.ru](mailto:sst@nt-rt.ru) || [sartorius.nt-rt.ru](http://sartorius.nt-rt.ru)

	VIVASPIN 2	0,4-2	ПЭС	3, 5, 10, 30, 50, 100, 1000 кДа, 0,2 мкм
	VIVASPIN 2	0,4-2	ТАЦ	5, 10, 20 кДа
	VIVASPIN 2	0,4-2	Hydrosart	5, 10, 30 кДа
	CENTRISART I	0,5–2.5	ПЭС	100, 300 кДа
	CENTRISART I	0,5–2.5	ТАЦ	5, 10, 20 кДа
	VIVASPIN 4	1-4	ПЭС	5, 10, 30, 50, 100 кДа, 0,2 мкм
	VIVASPIN 6	2-6	ПЭС	5, 10, 30 50, 100, 300, 1000 кДа, 0,2 мкм

	VIVASPIN 15	2-15	ПЭС	5, 10, 30, 50, 100 кДа, 0,2 мкм
	VIVASPIN 15 R	2-15	Hydrosart	5, 10, 30 кДа
	VIVASPIN 15 Turbo	2-15	ПЭС	5, 10, 30 кДа
	VIVASPIN 20	5-20	ПЭС	3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 кДа, 0,2 мкм

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**