

# Жидкие питательные бульоны

## Технические характеристики



Жидкие питательные бульоны используются для прямой инкубации микроорганизмов с целью последующего подсчета колоний или для смачивания адсорбционных подложек перед инкубацией помещаемого на нее мембранного фильтра. Состав бульонов соответствует международным формулам. Поставляются в пробирках и бутылках.

14127-----К – бульон VLB-S7-S для определения лактобактерий, *Pediococcus* и других микроорганизмов, вызывающих порчу пива, 4 бутылки по 100 мл.

14155-----А – концентрированный лактозный бульон для определения *E. coli* и колиформных бактерий, 50 пробирок по 20 мл.

### Дополнительные опции

14311-60-----N – Чашки Петри, диаметр 60 мм, 100 штук в упаковке

14311-90-----N – Чашки Петри, диаметр 90 мм, 100 штук в упаковке

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**