

# Воронка Biosart 250

## Технические характеристики



Воронка Biosart® 250 используется для микробиологического контроля качества фармацевтических и косметических препаратов, воды и напитков. Коническая форма воронки обеспечивает качественную промывку системы после фильтрации. Конструкция фильтродержателя и одноразовой воронки Biosart® 250 позволяет значительно упростить анализ и повысить достоверность результатов, а их соединение байонетного типа позволит сократить риск контаминации.

### Особенности

- стерильная упаковка
- простота эксплуатации
- отсутствие риска вторичной контаминации
- отсутствие протечек благодаря герметичности соединения
- визуальный контроль окончания процесса фильтрации
- возможность повторного автоклавирования
- 

Наименование	Упаковка	Номер заказа
Biosart® 250 Funnel	Стерильные, индивидуально упакованные, 50 шт.	16407--25----АСК
Biosart® 250 Funnel	Стерильно упакованы по 50 шт.	16407--25----ALK

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	полипропилен
Диаметр фильтра	47 мм
Площадь фильтрации	12,5 см <sup>2</sup>
Максимальное рабочее давление	только вакуум
Стерилизация	оксид этилена

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru